



**优品生物**  
**UpingBio**

网址: [www.upingBio.com](http://www.upingBio.com)

邮箱: [youpin@youpinbio.com](mailto:youpin@youpinbio.com)

地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 45 号

技术电话: 400-999-8863

## 兔抗犬免疫球蛋白 G (IgG) 抗体 (HRP 标记) 说明书

首先感谢您选择深圳市优品生物科技有限公司，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

**名称：**兔抗犬免疫球蛋白 G (IgG) 抗体 (HRP 标记)。

**目录号：**YPE800003-H

**亚型：**IgG

**缓冲液：**0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2、0.2%Procline-300。

**免疫原：**犬免疫球蛋白 G (IgG)。

**制备方法：**取健康免疫后的兔血清，纯化偶联而成。

**纯化方法：**亲和纯化。

**标记方法：**HRP 偶联标记

**应用范围：**适用于 ELISA、CLIA、WB、IHC、流式等实验。

**产品纯度：**不低于总蛋白的 95%。

**储存方法：**存放在-20℃。

**注意事项：**避免反复冻融。

**有效期限：**请您在管体注明有效期内使用。

**使用建议：**本产品可以用于免疫学反应相关实验，更多信息请咨询技术人员。