



**优品生物**  
**UpingBio**

网址: [www.upingBio.com](http://www.upingBio.com)

邮箱: [youpin@youpinbio.com](mailto:youpin@youpinbio.com)

地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 45 号

技术电话: 400-999-8863

## 山羊抗小鼠免疫球蛋白 G1 (IgG1) (HRP 标记) 说明书

首先感谢您选择深圳市优品生物科技有限公司，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

**名称：**山羊抗小鼠免疫球蛋白 G1 (IgG1) (HRP 标记)

**克隆号：**YIG。

**目录号：**YPE800024-H

**亚型：**IgG

**缓冲液：**0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2、0.2%Procline-300。

**免疫原：**小鼠免疫球蛋白 G1 (IgG1)。

**制备方法：**取健康免疫后的山羊血清，纯化获得抗体，并标记 HRP。

**纯化方法：**亲和纯化。

**应用范围：**抗体针对的是小鼠免疫球蛋白 G1 表位，适用于 ELISA、CLIA、WB、IHC 等免疫实验。

**产品纯度：**不低于总蛋白的 90%。

**储存方法：**存放在-20℃。

**注意事项：**避免反复冻融。

**有效期限：**请您在管体注明有效期内使用。

**使用建议：**本产品可以用于小鼠免疫球蛋白 G1 的免疫学反应相关实验。