



优品生物
UpingBio

网址: www.upingBio.com

邮箱: youpin@youpinbio.com

地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 45 号

技术电话: 400-999-8863

山羊抗小鼠免疫球蛋白 G2c (IgG2c) 抗体 (HRP 标记) 说明书

首先感谢您选择深圳市优品生物科技有限公司，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

名称：山羊抗小鼠免疫球蛋白 G2c (IgG2c) 抗体 (HRP 标记)。

目录号：YPE800034-H

亚型：IgG

缓冲液：0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2、0.2%Procline-300。

免疫原：小鼠免疫球蛋白 G2c (IgG2c)。

制备方法：取健康免疫后山羊血清，亲和纯化后，再偶联 HRP 获得。

纯化方法：亲和纯化。

标记方法：HRP 偶联标记

应用范围：适用于 ELISA、CLIA、WB、IHC、流式等实验。

产品纯度：不低于总蛋白的 95%。

储存方法：存放在-20℃。

注意事项：避免反复冻融。

有效期限：请您在管体注明有效期内使用。

使用建议：本产品可以用于免疫学反应相关实验，更多信息请咨询技术人员。