



**优品生物**  
**UpingBio**

网址: [www.upingBio.com](http://www.upingBio.com)

邮箱: [youpin@youpinbio.com](mailto:youpin@youpinbio.com)

地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 45 号

技术电话: 400-999-8863

## 山羊抗人免疫球蛋白 D (IgD) 抗体说明书

首先感谢您选择深圳市优品生物科技有限公司，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

**名称：**山羊抗人免疫球蛋白 D (IgD) 抗体。

**目录号：**YPE800043。

**亚型：**IgG。

**缓冲液：**0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2、0.2%Procline-300。

**免疫原：**人免疫球蛋白 D 。

**制备方法：**取健康免疫的山羊抗血清，纯化抗体。

**纯化方法：**亲和纯化。

**应用范围：**抗体针对的是人免疫球蛋白 D 表位，适用于 ELISA、CLIA、WB、IHC 等免疫实验。

**产品纯度：**不低于总蛋白的 95%。

**储存方法：**存放在-20℃。

**注意事项：**避免反复冻融。

**有效期限：**请您在管体注明有效期内使用。

**使用建议：**本产品可以用于人免疫球蛋白 D 的免疫学反应相关实验。