



优品生物

UpingBio

网址: www.upingBio.com

邮箱: youpin@youpinbio.com

地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 45 号

技术电话: 400-999-8863

兔抗山羊免疫球蛋白 G (IgG) (Dylight 488) 抗体说明书

首先感谢您选择深圳市优品生物科技有限公司，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

名称：兔抗山羊免疫球蛋白 G (IgG) (Dylight 488)

目录号：YPE800093

亚型：IgG

靶点：Goat IgG

组成：Liquid in PBS, pH 7.4, containing 0.02% Sodium Azide as preservative, 1% BSA as stabilizer and 50% Glycerol.

来源：Polyclonal, Rabbit,IgG

稀释：Optimal working dilutions should be determined experimentally by the investigator. Suggested starting 1:50-1:1000 dilutions for most fluorescent applications.

纯化工艺：Affinity purified using solid phase Goat IgG (H&L) with finally > 95% purity based on SDS-PAGE

其他名称：Dylight 488, Rabbit Anti-Goat IgG

背景：Immunoway secondary antibodies are available conjugated to enzyme, biotin or fluorophore for use in a variety of antibody-based applications including Western Blot, ImmunoHistoChemistry, ImmunoFluorescence, Flow Cytometry and ELISA. We offer high quality secondary antibodies from goat, rabbit and donkey sources for your each application. Serum adsorbed secondary antibodies are also available and are recommended for use with immunoglobulin-rich samples.

应用范围：IF;FCM

种属：Goat

产品纯度：1mg/mL。

储存方法：Stable for one year at -15° C to -25° C from date of shipment. For maximum recovery of product, centrifuge the original vial after thawing and prior to removing the cap.

Aliquot to avoid repeated freezi

注意事项: Avoid repeated freezing and melting。

有效期限: Please use it within the validity period of the pipe body。

使用建议: This product can be used for immunological response related experiments, for more information, please consult technicians。