



## 人乙肝表面抗原（HBsAg）纯品说明书

首先感谢您选择优品生物科技有限公司（UpingBio technology Co.,Ltd），我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

**名称：**人乙肝表面抗原（HBsAg）纯品。

**目录号：**YP-C-03541

**克隆号：**LAM324

**浓度：**5mg/ml

**缓冲液：**0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2、0.2%Procline-300、50%甘油。

**制备方法：**从血清中提取的血源性抗原。

**纯化方法：**亲和纯化。

**应用范围：**用于细胞培养的刺激剂；用于 ELISA 或 CLIA 等免疫检测。

**产品纯度：**不低于总蛋白的 90%。

**储存方法：**存放在-20℃。

**注意事项：**避免反复冻融。

**有效期限：**请您在管体注明有效期内使用。

**使用建议：**本产品可以用于乙肝细胞水平、动物水平、蛋白水平的免疫学反应相关实验。