



**优品生物**  
**UpingBio**

网址: [www.upingBio.com](http://www.upingBio.com)

邮箱: [youpin@youpinbio.com](mailto:youpin@youpinbio.com)

技术电话: 400-999-8863

# 山羊抗小鼠 IgG (H+L) -HRP

## 说明书

首先感谢您选择优品生物，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

**名称：**山羊抗小鼠 IgG (H+L) -HRP

**目录号：**YP848536-H

**亚型：**IgG

**缓冲液：**0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2-7.4、50%甘油、0.2%Procline-300。

**免疫原：**小鼠免疫球蛋白 G (IgG)。

**制备方法：**取健康免疫后的羊血清，纯化获得抗体，然后标记 HRP。

**纯化方法：**亲和层析纯化。

**应用范围：**抗体针对的是小鼠免疫球蛋白 G (IgG) 表位，适用于 ELISA、CLIA、WB、IHC 等免疫实验。

**稀释比例：**ELISA 和 CLIA：推荐 1: 2000 稀释比例使用，建议在具体实验中按 1: 2000、4000、8000 三个梯度进行摸索，确定适合具体实验的准确稀释比例。

**WB：**推荐 1: 2000 稀释比例使用，建议在具体实验中按 1: 2000、4000、8000 三个梯度进行摸索，确定适合具体实验的准确稀释比例。

**IHC：**推荐 1: 2000 稀释比例使用，建议在具体实验中按 1: 2000、4000、8000 三个梯度进行摸索，确定适合具体实验的准确稀释比例。

**产品纯度：**不低于总蛋白的 90%。

**储存方法：**存放在-20℃。

**注意事项：**避免反复冻融。

**有效期限：**-20℃保质期 12 个月。

**使用建议：**本产品可以用于免疫学反应相关实验。