



优品生物
UpingBio

网址: www.upingbio.com

邮箱: youpin@youpinbio.com

技术电话: 400-999-8863

山羊抗兔 IgG (H+L) -HRP

说明书

首先感谢您选择优品生物，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

名称：山羊抗兔 IgG (H+L) -HRP

目录号：YP848537-H

亚型：IgG

缓冲液：0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2-7.4、50%甘油、0.2%Procline-300。

免疫原：兔免疫球蛋白 G (IgG)。

制备方法：取健康免疫后的羊血清，纯化获得抗体，然后标记 HRP。

纯化方法：亲和层析纯化。

应用范围：抗体针对的是兔免疫球蛋白 G (IgG) 表位，适用于 ELISA、CLIA、WB、IHC 等免疫实验。

稀释比例：ELISA 和 CLIA：推荐 1: 1000 稀释比例使用，建议在具体实验中按 1: 1000、2000、4000 三个梯度进行摸索，确定适合具体实验的准确稀释比例。

WB：推荐 1: 2000 稀释比例使用，建议在具体实验中按 1: 2000、4000、8000 三个梯度进行摸索，确定适合具体实验的准确稀释比例。

IHC：推荐 1: 2000 稀释比例使用，建议在具体实验中按 1: 2000、4000、8000 三个梯度进行摸索，确定适合具体实验的准确稀释比例。

产品纯度：不低于总蛋白的 90%。

储存方法：存放在-20℃。

注意事项：避免反复冻融。

有效期限：-20℃保质期 12 个月。

使用建议：本产品可以用于免疫学反应相关实验。